

## ■ 標準価格

LED照射器 ノブレスA 一式 99,000円(税別)

## ■ 内容物



- ① コードレス照射器本体
- ② 感染防止スリーブ 先端用
- ③ チャージャー・アダプター
- ④ マニュアル
- ⑤ ライトシールド
- ⑥ 光診断サポーター用フィルター

(その他)  
保証書・登録カード・添付文書  
感染防止スリーブ全体用サンプル

## ■ 消耗品 (別売)

・ノブレス 感染防止スリーブ 先端用  
300 枚入り 1 セット 5,200 円 (税別)

・ノブレス 感染防止スリーブ 全体用  
500 枚入り 1 セット 5,200 円 (税別)

※ 感染防止スリーブ各種はノブレスと共通商品です。  
※ バッテリーはご自身で交換ができませんので、お送りください。

|        |             |                                |          |                     |
|--------|-------------|--------------------------------|----------|---------------------|
| 仕<br>様 | 出力(チャージャー)  | 5V DC                          | ハンドピース全長 | 228×28×28(mm)       |
|        | 充電電池        | 3.7V Lithium-ion 2600mAh       | 充電台      | 88.5×106.6×79.5(mm) |
|        | 重合用光源       | 10W Dental Broadband LED       | ハンドピース質量 | 170g                |
|        | 中心波長        | 385nm～515nm(Peak405/440/465nm) | 充電台質量    | 207g                |
|        | 出力          | 3000mw/cm <sup>2</sup> ±10%    | 保証期間     | 本体 : 18ヵ月           |
|        | 光診断サポーター用光源 | 405nm Blue Chip LED            |          | バッテリー : 12ヵ月        |

医療機器の分類:一般医療機器 歯科重合用光照射器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00130000019 号 JMDN コード:35775000

## ■ 関連商品



この価格で驚くべきハイパワー・ハイスピード

# NOBLESSE

1秒モードが診療を変える

## LED照射器ノブレス

標準価格 79,000円(税別)

### ■3000mw/cm<sup>2</sup>の高出力

高出力LEDで治療時間を短縮！  
モード選択によりパワー、照射時間を選べます。

### ■白色LED搭載

口腔内照明として  
ショット前の位置  
決めに有効です。



### ■回転可能な薄型ヘッド

薄型ヘッドで180° 回転  
するため患部が狙いやす  
い設計です。



### ■すぐれた放熱性で瞬時に冷却

ラジエータ効果が高い銅製ヒートシンクと  
アルミボディの組み合わせがハイパワー照  
射と連続照射を実現しました。

医療機器の分類:一般医療機器 歯科重合用光照射器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00130000012号 JMDNコード: 35775000

製造販売元  
**dt** デンタルテクニカ

〒567-0031 大阪府茨木市春日1-1-1-2F  
TEL: 072-621-0884 FAX: 072-621-0844  
http://www.DentalTechnica.com  
info@DentalTechnica.com

製造元  
**Max Dental Co.,Ltd.**

#203-605,Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha Apt.,  
Samjeong-dong,Ojeong-gu,Bucheon-si,Gyeonggi-do,Korea  
http://www.maxdental.co.kr

販売店

# 高性能と美しいデザインのハイエンドモデル




# NOBLESSE A

ノブレス エー  
ADVANCED CURING LIGHT



# 高性能と美しいデザインのハイエンドモデル

## ■ マルチ波長照射




3波長の出力によりどんな光重合型材料にも対応。新たにブリーチングモードも追加されました。

## ■ 光照射を知り尽くした形状





本体ネックに角度を持たせ口腔内での操作性が更に向上。ノブレスと同様にヘッドは180°回転します。

## ■ ヘッドサイズ縮小



レンズの口径はそのまま、ヘッドの外径が約1.5mm小さくなりました。

## ■ 光診断サポーター



専用フィルターは同梱しています。

405nmの紫色光と専用フィルターを併用することで、クラック・人工歯(レジン充填)と天然歯の識別などをサポートする視覚的診断補助機能。

※ 診断の確定は従来通りの方法をお願いします。


## ■ 均一な光分布と直進性



光学系デザインの最適化により、照射面全体が均一な照度で、かつ直進性がよいため照射面から少し離れても照度が落ちません。

## 回転可能な薄型ヘッド

薄型ヘッドで180°回転するため患部が狙いやすい設計です。



## ■ Shoot (ショット)

青色LED照射スイッチ

## ■ Ready (レディー)

LED照明スイッチ

## ■ LEDディスプレイ

- 照射モード
- 照射残り時間
- バッテリー残量表示




## ■ MODE

13種類の照射モードの中から好きなモードだけを選べます。

## ■ チャージャー

LEDの色で充電状態をお知らせします。  
・オレンジ: 充電未完了  
・グリーン: 充電完了



## ■ 多様な13種類の照射モード



モードがたくさんあると煩雑と思われる場合は、治療に必要なモードだけを選択し表示することができます。操作は簡単、モードボタンを長押し、セレクト ON/OFF のみです。

[m] 長押し Selection mode (セクションモード) ▶ [R] ボタンでチョイス セレクトのON/OFF ▶ [m] 長押しで治療モードにモードの変更が可動になります。