

今お使いの電球とそのまま交換できる


LEDライトバルブ

LED Light Bulbs



鮮明な白色光で確実な治療。

ハロゲン球からLEDライトへ



【従来のハロゲン球】



【LEDハンドピース球】



BU8012N
NSK ジョイント



BU8012NNL
NSK モーター(M40/NL400/KCL6)



BU8012NT
NSK モーター(TIM40/TI205L)



※オプション
カバー付き



BU8012
KaVo ジョイント



BU8012KM
KaVo モーター



BU8012Y
Yoshida ジョイント



BU8012ST
Star ジョイント



BU8012SB
Sirona モーター



※オプション
カバー付き



BU8012SG
Sirona ジョイント



BU8012WH
W&H ハンドピース

ドイツ製高性能LEDハンドピース球
(1コ入)

定価 6,800円
(税別)

MK-dentとその製品はKaVo,W&H,NSK,
Sirona,モリタ,Yoshidaとは関係はありません

互換ハンドピース球(ハロゲン) (2コ入)



BU7012WH
(W&H カスタムエアー)



BU7012BAK
(BienAir)



BU7012SB
(sirona)



BU7012KV
(KAVO モリタ)



BU7012N
(NSK)



BU7012YS
(Yoshida)

明るい光りで従来の物より長持ちします

定価 6,800円(税別)

お取付に関するご注意

当社LEDライトバルブは、交流のユニットやモリタユニットでは、ハロゲン球用の設定のままではお使いいただけません。また電流が過剰に流れる場合は、数日間でLED球が切れることがあります。お取付の際はユニット業者様とご相談いただきますようお願いいたします。

通常でご利用の場合
LEDの寿命は(MK-dent社データ)
3.2V- 1000時間以上
3.5V- 500時間以上



LEDライト用設定



ハロゲン球用設定
異常発光

使用電圧は
2.8~3.5V
です

※万が一の補償について

万が一お取付がうまくいかない場合は最初のLEDライトバルブ1個分のみに対してドイツ製高性能互換ハロゲン球3個との交換をいたします。



製造販売元
デンタルテクニカ

〒567-0031 大阪府茨木市春日1-1-2F
http://www.dentaltechnica.com Mail:info@dentaltechnica.com

TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844

製造元
MK-dent GmbH
Eichenweg 7b D-22941 Bargteheide Germany

お問い合わせ