

ミラーラック DT

ウルトラブライトデンタルミラー
専用ステンレススタンド

ウルトラブライトデンタルミラー対応



ミラーの取扱いについては
ホームページをご覧ください。



デンタルテクニカ
オリジナル商品



これ1つで

洗浄・オートクレーブ・保管


まで使用できます。



オートクレーブへの対応

「ウルトラブライトデンタルミラーをどうしてもオートクレーブしたい!」とお考えの先生方の為に製作しました。

ステンレスと耐熱シリコンカバーでオートクレーブに対応しました。(シリコンカバーは交換できます。)



ミラーをキズから守る

ミラー同士がぶつからないよう、仕切りには耐熱のシリコンカバーで保護したフレームを使用。また、オートクレーブの水蒸気によるミラーへの水垢の付着をできるだけ抑える為に、筒状ゴムによりミラーの接触面を最小限にしました。



すっきり収納

ウルトラブライトデンタルミラーを最大5枚まで収納可能。ミラーラック DT を使用すればすっきり見た目よく収納でき、両サイド・下部4か所のバンパーが滑り出しや小型のミラーの落下を防止するので、安全に保管できます。



■仕様

本体	ステンレス鋼	カバー	シリコンゴム(交換可)
		ゴムリング	
自重	170g	サイズ(mm)	180 × 75 × 60
製造国	日本	標準価格	本体: 24,000円(税別) カバー交換: 8,000円(税別)

※商品のデザイン・仕様は予告なく変更する場合がございます。 ※ミラーは別売です。



販売元

デンタルテクニカ

〒567-0031 大阪府茨木市春日1-1-1-2F

TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844

Website: www.dentaltechnica.com

E-mail: info@dentaltechnica.com

販売店