



歯科用ヘッドライト アイシールドタイプ


ポータブルLEDライトシステム

標準価格 ¥32,500 (税別)

アイシールドタイプ コロナ対策でお困りの医院様に!



NEW



装着イメージ


※写真はイメージです。色や部品の形状などは実際の商品と異なる場合がございます。

「マスクをしてフェイスシールドをするとつらいし曇る。もっとスマートなのが欲しい。」そんな意見を反映しました。



消毒用アルコール液で清掃できる

フレーム及びアイシールドは消毒用アルコール液を含ませた布などで拭き取ることができ、傷つくまで使えます。



アイシールドが傷んだら自分で交換できる

アイシールド部は着脱が可能なのでご自分で簡単に交換することができます。
※交換用アイシールドは別売です。



何時間装着しても曇らない 特殊フィルム使用

アイシールドには特殊なフィルムを使用しているため、長時間使用しても曇りにくく快適です。

※実際のアイシールドは透明です。青い保護シートを剥がしてお使いください。



医療用に開発された低反射性能


アイシールドには低反射性能を備えたフィルムを使用しているため、使用中の反射を最小限に抑えます。



メガネの上からもかけられる

メガネをかけていても違和感なくご使用いただけます。

■別売品



交換用アイシールド (10 枚入)
標準価格 5,000 円 (税別)

商品名	光源	照射範囲	光量	本体重量	内容物
歯科用ヘッドライト アイシールドタイプ	3W型白色LED	90mm×90mm (照明先端から380mmの位置)	7,000Lux(レンズ前側~40cm) 8,500Lux(~35cm) ※五段階の光量調節が可能	95g ※バッテリー別 コード・スイッチ含む	本体(ライト・スイッチ・USBコネクタ)

販売元



歯科器材輸入・修理

デンタルテクニカ

567-0031 大阪府茨木市春日 1-1-1-2F
TEL 072-621-0884 FAX 072-621-0844
http://www.dentaltechnica.com
info@dentaltechnica.com

販売店