

今お使いの電球とそのまま交換できる

# LEDライトバルブ

LED Light Bulbs



鮮明な白色光で確実な治療。

ハロゲン球からLEDライトへ



【従来のハロゲン球】



【LEDハンドピース球】

※オプション  
カバー付き

BU8012  
KaVo ジョイント

※オプション  
カバー付き

BU8012SB  
Sirona ジョイント

BU8012N  
NSK ジョイント

BU8012NNL  
NSK モーター(M40/NL400/KCL6)

BU8012NT  
NSK モーター(TIM40/TI205L)

BU8012KM  
KaVo モーター

BU8012Y  
Yoshida ジョイント

BU8012SG  
Sirona モーター

BU8012WH  
W&H ハンドピース

BU8012BA  
BienAir モーター

ドイツ製高性能LEDハンドピース球  
(1コ入)

標準価格 **8,602円**  
(税込)

MK-dent とその製品は KaVo,W&H,NSK,Sirona,  
モリタ,Yoshida,BienAir とは関係ありません。

● 予告なく外観を変更する場合がございます。製品の性能に問題はありません。

互換ハンドピース球(ハロゲン) (2コ入)



BU7012WH (W&H カスタムエア) BU7012BAK (BienAirジョイント) BU7012BA (BienAirモーター) BU7012SB (sironaジョイント) BU7012SG (sironaモーター) BU7012KV (KaVoモリタ) BU7012N (NSK)

明るい光りで従来の物より長持ちします

標準価格 **8,602円**(税込)

**お取付に関するご注意**

当社LEDライトバルブは、交流のユニットやモリタユニットでは、ハロゲン球用の設定のままではお使いいただけません。また電流が過剰に流れる場合は、数日間でLED球が切れることがあります。お取付の際はユニット業者様とご相談いただけますようお願いいたします。

通常でご使用の場合

LEDの寿命は(MK-dent社データ)  
3.2V- 1000時間以上  
3.5V- 500時間以上



LEDライト用設定



ハロゲン球用設定  
異常発光

使用電圧は  
2.8~3.5V  
です

※方々の補償について

方々がお取付がうまくいかない場合は最初のLEDライトバルブ1個分のみに  
対してドイツ製高性能互換ハロゲン球3個との交換をいたします。



販売元  
**デンタルテクニカ**

〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37-1F  
TEL : 072-621-0884 FAX : 072-621-0844  
http://www.dentaltechnica.com  
info@dentaltechnica.com

製造元

MK-dent GmbH  
Marie - Curie - Str. 2, D - 22941 Bargteheide, Germany

お問い合わせ