



# シールドプラス Shield Plus

—New and Advanced Curing Light Shield—

あったらイイね!  
拡大レンズが  
プラス



標準価格 5,445円(税込)  
(本体価格 4,950円)



① レンズ(拡大倍率:4倍)  
高倍率で焦点距離は40mm前後  
前歯の処置部位をチェック!



② レンズ(拡大倍率:2倍)  
低倍率で焦点距離は80mm前後  
後方歯の処置部位をチェック!



製造元

Max Dental Co.,Ltd.

#203-605, Bucheon Techno Park Ssangyong 3 Cha Apt.,  
Samjeong-dong, Ojeong-gu, Bucheon-si, Gyeonggi-do, Korea  
[www.maxdental.co.kr](http://www.maxdental.co.kr)




販売元

デンタルテクニカ

〒567-0881 大阪府茨木市上中条1-1-37-1F  
<http://www.DentalTechnica.com>  
[info@DentalTechnica.com](mailto:info@DentalTechnica.com)  
TEL 072-621-0884 FAX072-621-0844

お問合せ先

原寸大



素 材：ポリカーボ樹脂

カ ラ ー：オレンジ

サ イ ズ：100 × 220 × 10(全体)  
(mm) 30 × 90(グリップサイズ)

重 さ：110g

個 数：1コ入り

特 徴：①2つの拡大レンズ。

②製品にキズをつけない高いエッジを持つ設計。

③厚くて強く頑丈。

④ハンドルグリップは人間工学に基づいた設計。

⑤保護メガネは必要ありません。

⑥白色光ライト、青色ライトで歯の亀裂を見ることができます。



姉妹品

ハイパワーLED照射器ノブレス

**NOBLESSE**

青色ライトと併せて白色光ライトを搭載しているため、ショット前の位置決めや口腔内照明としてカリエスチェックなどにお使いいただけます。

標準価格 86,900 円 (税込)  
(本体価格 79,000 円)

白色光ライトがついてる照射器です

